

価格表

※価格は全て税抜価格です。

|             |         |      |
|-------------|---------|------|
| Mupid-2plus | ¥51,000 | M-2P |
|-------------|---------|------|

セット内容：Mupid-2plusパワーサプライ(1)  
Mupid-2plus泳動槽カバー(1)  
Mupid-2plus泳動槽(1)  
ゲルメーカーセット-L(1)



| 単品                    |          |       |
|-----------------------|----------|-------|
| Mupid-2plusパワーサプライ(1) | ¥ 22,500 | MP-2P |
| Mupid-2plus泳動槽/蓋付(1)  | ¥ 29,000 | OE-2P |
| Mupid-2plus泳動槽カバー(1)  | ¥ 4,200  | C-2P  |
| ゲルメーカーセット-L(1)        | ¥ 9,200  | GM-L  |
| ゲルトレイ-L(2)            | ¥ 2,920  | GT-L  |
| ゲルトレイ-S(4)            | ¥ 3,440  | GT-S  |
| コーム-L(2)              | ¥ 4,400  | C-L   |
| コーム-25(2)             | ¥ 5,660  | C-25  |
| ゲルメーカースタンド-L(1)       | ¥ 5,540  | GS-L  |
| ゲルメーカーセット-HR(1)       | ¥ 13,840 | GM-HR |
| ゲルトレイ-L-HR(2)         | ¥ 4,700  | GT-LH |
| ゲルトレイ-S-HR(4)         | ¥ 5,240  | GT-SH |
| コーム-L-HR(2)           | ¥ 5,240  | C-LH  |
| ゲルメーカースタンド-HR(1)      | ¥ 6,300  | GS-LH |

※価格は全て税抜価格です。

|          |         |      |
|----------|---------|------|
| Mupid-2X | ¥34,000 | M-2X |
|----------|---------|------|

セット内容：Mupid-2Xパワーサプライ(1)  
Mupid-2X泳動槽カバー(1)  
Mupid-2X泳動槽(1)



※Mupid-2Xは下取り品が必要です。  
※Mupid-2Xには、ゲルメーカーセットが含まれません。

※価格は全て税抜価格です。

|           |         |       |
|-----------|---------|-------|
| Mupid-exU | ¥75,000 | EXU-3 |
|-----------|---------|-------|

セット内容：Mupid-exUパワーサプライ(1)  
Mupid-exU泳動槽カバー(1)  
Mupid-exU泳動槽(1)  
Mupid-exU用ゲルメーカーセット(1)  
電源コード(1)



| 単品                      |          |       |
|-------------------------|----------|-------|
| Mupid-exUパワーサプライ(1)     | ¥ 54,000 | EXUP1 |
| Mupid-exU泳動槽/蓋付(1)      | ¥ 24,000 | X-A   |
| Mupid-exU蓋(1)           | ¥ 4,200  | EXU-B |
| 電源コード(1)                | ¥ 1,100  | MCD3  |
| Mupid-exU用ゲルメーカーセット(1)  | ¥ 6,800  | X-MS  |
| Mupid-exU用ゲルトレイ大(2)     | ¥ 2,200  | X-GL  |
| Mupid-exU用ゲルトレイ小(4)     | ¥ 2,200  | X-GS  |
| Mupid-exU用ゲルメーカースタンド(1) | ¥ 2,860  | X-SD  |
| Mupid-exU用スタンダードコーム(2)  | ¥ 1,540  | X-C1  |

※価格は全て税抜価格です。

|           |         |       |
|-----------|---------|-------|
| Mupid-One | ¥82,000 | O1-01 |
|-----------|---------|-------|

セット内容：Mupid-Oneパワーサプライ(1)  
Mupid-One蓋(1)  
Mupid-One泳動槽(1)  
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR(1)  
電源コード(1)



| 単品                     |          |       |
|------------------------|----------|-------|
| Mupid-Oneパワーサプライ(1)    | ¥ 54,000 | O1-P  |
| Mupid-One泳動槽/蓋付(1)     | ¥ 25,000 | O1-CE |
| Mupid-One蓋(1)          | ¥ 4,200  | O1-B  |
| 電源コード(1)               | ¥ 1,100  | MCD3  |
| ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR(1) | ¥ 11,520 | AC-MS |
| EXU/ONEゲルトレイ-L-HR(2)   | ¥ 4,700  | AC-GL |
| EXU/ONEゲルトレイ-S-HR(4)   | ¥ 5,240  | AC-GS |
| EXU/ONEゲルメーカー台-HR(1)   | ¥ 5,040  | AC-SD |
| EXU/ONEコーム-HR(2)       | ¥ 3,560  | AC-C1 |

※注 UVトランスイルミネーターご使用時には、安全のためUVカットフェイスシールドを必ず着用してください。  
○商品は、改良等のため予告なく変更する場合があります。○「Mupid」は株式会社アドバンスの登録商標です。

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| ⚠ 安全に関するご注意 | 商品を安全にお使い頂くため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。 |
|-------------|-----------------------------------------|

|             |                                  |            |
|-------------|----------------------------------|------------|
| 総販売元        | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋一丁目4番6号      | 製造元        |
| 株式会社 ミューピッド | 東日本橋一丁目ビル8F                      | 株式会社 アドバンス |
|             | 電話：03-5839-2533 FAX：03-3862-1285 |            |

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282  
営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995  
テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995  
Website https://www.takara-bio.co.jp  
公式X @Takara\_Bio\_JP / https://x.com/Takara\_Bio\_JP

取扱店

Mupid®

電気泳動装置 ミューピッド

総合カタログ



株式会社 ミューピッド

<https://www.mupid.com/>

# Mupid® 電気泳動装置

## Mupid-2plus



サブマリン型のスタンダードモデルとして圧倒的な実績と信頼性を誇るMupid-2の性能を継承し、使いやすさと安全面がさらに向上。



税抜価格

¥51,000

- Mupidスタンダードモデルの後継機
- 洗練された機能的デザイン

## Mupid-exU



タイマー機能、マルチピペット対応、UV透過泳動槽という特徴をもつMupid-exに3種類の出力電圧を追加し(計7種類)電源の動作安定性を向上させた多機能モデル。



税抜価格

¥75,000

- マルチピペット&多検体対応
- UV透過泳動槽
- タイマー内蔵
- 出力電圧バリエーション7種類

## Mupid-One



タイマー機能、マルチピペット対応、7種出力電圧切換などexUの主な機能を有し、さらに耐熱ゲルメーカーセットを標準で付属し、かつCEマーキングに準拠したMupidの最上位機種。



税抜価格

¥82,000

- ヨーロッパ電気安全規格CEに準拠
- 耐熱ゲルメーカーセット標準付属
- 泳動槽に難燃性プラスチックを採用
- タイマー、マルチピペット対応など

## Mupid-2X

下取買換専用

Mupid-2plusと同じ性能の下取買換え専用機種。当社製品の泳動槽と交換で特別価格でお買換えいただけます。ゲルメーカーセットは含まれておりません。



税抜価格

下取買換特別価格  
¥34,000

下取対象

Mupid-2 i-Mupid-j  
Mupid-21 その他  
Mupid-a



泳動槽のカバーを外すと自動的に通電が切断される安全機構付。





入力電圧がAC100~240Vとなっており、海外でも使用可能。(各国に対応した電源コードが別途必要です。)



耐熱ゲルメーカーセットが付属しています。沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレイに注入することができ、ゲル作成時間の短縮につながります。

## コーム25 ※オプション

- 17検体(標準コーム)を、25検体に増やせます。
- マルチピペット対応ゲル。分取用としても利用できます。



### 製品仕様

|                   | Mupid-2plus Mupid-2X      | Mupid-exU                                    | Mupid-One              |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 出力電圧              | DC50V,100V                | DC135V,100V,70V,50V,25V,35V,18V              |                        |
| 入力電圧              | AC100~110V                | AC100~240V、AC50/60Hz                         |                        |
| タイマー設定            | -                         | 0~99分の設定及び連続通電可能(一時停止可能)                     |                        |
| 安全スイッチ            | マイクロスイッチ<br>(蓋がない時電圧出力停止) | マイクロスイッチ<br>(蓋がない時電圧出力停止)                    |                        |
| メモリー機能            | -                         | 前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶                       |                        |
| 緩衝液容量             | 約250~280ml                | 約300~350ml                                   |                        |
| 多検体対応             | -                         | MAX96検体<br>13ウェル使用時:9mmピッチ 26ウェル使用時:4.5mmピッチ |                        |
| 外形寸法<br>(電源・槽合体時) | 187(W)×140(D)×57(H)mm     | 260(W)×170(D)×62(H)mm                        | 259(W)×169(D)×64(H) mm |
| 重量<br>(電源・槽合体時)   | 450g                      | 750g                                         | 838g                   |

### アクセサリ

| 名称              | ゲルメーカーセット-L<br>(型番:GM-L)                                | ゲルメーカーセット-HR<br>(型番:GM-HR)                                      | Mupid-exUゲルメーカーセット<br>(型番:X-MS)                                                             | ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR<br>(型番:AC-MS)                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 外観形状            |                                                         |                                                                 |                                                                                             |                                                                                        |
| セット内容<br>(数量)   | コーム-L(2)<br>ゲルメーカースタンド-L(1)<br>ゲルトレイ-L(2)<br>ゲルトレイ-S(4) | コーム-L-HR(2)<br>ゲルメーカースタンド-HR(1)<br>ゲルトレイL-HR(2)<br>ゲルトレイS-HR(4) | Mupid-exUスタンダードコーム(4)<br>Mupid-exUゲルメーカースタンド(1)<br>Mupid-exUゲルトレイL(1)<br>Mupid-exUゲルトレイS(2) | EXU/ONEコーム-HR(4)<br>EXU/ONEゲルメーカー台-HR(1)<br>EXU/ONEゲルトレイL-HR(1)<br>EXU/ONEゲルトレイS-HR(2) |
| ウェル数<br>(各ウェル幅) | 上6・6・12(各6mm)<br>下8・8・17(各4mm)                          | 上6・6・12(各6mm)<br>下8・8・17(各4mm)                                  | 上13(各6mm)<br>下26(各2mm)                                                                      | 上13(各6mm)<br>下26(各2mm)                                                                 |
| ゲルサイズ<br>トレイ外寸  | 大110×60 mm<br>小 55×60 mm                                | 大110×60 mm<br>小 55×60 mm                                        | 大130×122 mm<br>小130× 60 mm                                                                  | 大130×122 mm<br>小130× 60 mm                                                             |

オプション オプション以外のアクセサリは標準装備になります。

### アクセサリ対応表

|                                   | Mupid-2plus | Mupid-2X | Mupid-exU | Mupid-One |
|-----------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| ゲルメーカーセット-L<br>(型番:GM-L)          | ○           |          | ○         |           |
| ゲルメーカーセット-HR<br>(型番:GM-HR)        | ○           |          | ○         |           |
| Mupid-exUゲルメーカーセット<br>(型番:X-MS)   | ×           |          | ○         |           |
| ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR<br>(型番:AC-MS) | ×           |          | ○         |           |

対応表の見方 ○：泳動槽にセットできます。 ×：泳動槽にセットできません。

### マーク一覧



タイマー機能。Mupid-exU/Mupid-Oneでは1~99分までの設定、連続通電の設定も可能。



電源を分離でき、泳動槽が丸洗いできる。



マルチチャンネルピペット対応。多検体泳動を手早く行うのに適している。



紫外光透過性の泳動槽。中波長(300~320nm)の紫外光でバンドを泳動槽ごと観察するのに適している。(先染の場合)