価 格 表

※価格は全て税抜価格です。

Mupid-2plus ¥51,000 M-2P

セット内容：Mupid-2plusパワーサプライ(1)
Mupid-2plus泳動槽カバー(1)
Mupid-2plus泳動槽(1)
ゲルメーカーセット-L(1)



単品

Mupid-2plusパワーサプライ(1)	￥22,500	MP-2P
Mupid-2plus泳動槽/蓋付(1)	￥29,000	CE-2P
Mupid-2plus泳動槽カバー(1)	￥4,200	C-2P
ゲルメーカーセット-L(1)	￥9,200	GM-L
ゲルトレイ-L(2)	￥2,920	GT-L
ゲルトレイ-S(4)	￥3,440	GT-S
コーム-L(2)	￥4,400	C-L
コーム-25(2)	￥5,660	C-25
ゲルメーカースタンド-L(1)	￥5,540	GS-L
ゲルメーカーセット-HR(1)	￥13,840	GM-HR
ゲルトレイ-L-HR(2)	￥4,700	GT-LH
ゲルトレイ-S-HR(4)	￥5,240	GT-SH
コーム-L-HR(2)	￥5,240	C-LH
ゲルメーカースタンド-HR(1)	￥6,300	GS-LH

※価格は全て税抜価格です。

Mupid-exU ¥75,000 EXU-3

セット内容：Mupid-exUパワーサプライ(1)
Mupid-exU泳動槽カバー(1)
Mupid-exU泳動槽(1)
Mupid-exU用ゲルメーカーセット(1)
電源コード(1)



単品

Mupid-exUパワーサプライ(1)	￥54,000	EXUP1
Mupid-exU泳動槽/蓋付(1)	￥24,000	X-A
Mupid-exU蓋(1)	￥4,200	EXU-B
電源コード(1)	￥1,100	MCD3
Mupid-exU用ゲルメーカーセット(1)	￥6,800	X-MS
Mupid-exU用ゲルトレイ大(2)	￥2,200	X-GL
Mupid-exU用ゲルトレイ小(4)	￥2,200	X-GS
Mupid-exU用ゲルメーカースタンド(1)	￥2,860	X-SD
Mupid-exU用スタンダードコーム(2)	￥1,540	X-C1

※価格は全て税抜価格です。

Mupid-2X ¥34,000 M-2X

セット内容：Mupid-2Xパワーサプライ(1)
Mupid-2X泳動槽カバー(1)
Mupid-2X泳動槽(1)

※Mupid-2Xは下取り品が必要です。
※Mupid-2Xには、ゲルメーカーセットが含まれません。

※価格は全て税抜価格です。

Mupid-One ¥82,000 O1-01

セット内容：Mupid-Oneパワーサプライ(1)
Mupid-One蓋(1)
Mupid-One泳動槽(1)
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR(1)
電源コード(1)

単品

Mupid-Oneパワーサプライ(1)	￥54,000	O1-P
Mupid-One泳動槽/蓋付(1)	￥25,000	O1-CE
Mupid-One蓋(1)	￥4,200	O1-B
電源コード(1)	￥1,100	MCD3
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR(1)	￥11,520	AC-MS
EXU/ONEゲルトレイ-L-HR(2)	￥4,700	AC-GL
EXU/ONEゲルトレイ-S-HR(4)	￥5,240	AC-GS
EXU/ONEゲルメーカー台-HR(1)	￥5,040	AC-SD
EXU/ONEコーム-HR(2)	￥3,560	AC-C1

※注　UVトランスイルミネーターご使用時には、安全のためUVカットフェイスシールドを必ず着用してください。
○商品は、改良等のため予告なく変更する場合があります。○「Mupid」は株式会社アドバンスの登録商標です。

安全に関するご注意　商品を安全にお使い頂くため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

総販売元
株式会社ミュージピッド
〒103-0004　東京都中央区東日本橋一丁目4番6号
東日本橋一丁目ビル8F
電話：03-5839-2533　FAX：03-3862-1285

製造元
株式会社アドバンス

Mupid®

電気泳動装置　ミュージピッド

総合カタログ



株式会社ミュージピッド
https://www.mupid.com/
2026.11

Mupid® 電気泳動装置

Mupid-2plus

サブマリン型のスタンダードモデルとして圧倒的な実績と信頼性を誇るMupid-2の性能を継承し、使いやすさと安全面がさらに向上。



税抜価格

¥51,000

- Mupidスタンダードモデルの後継機
- 洗練された機能的デザイン

Mupid-exU

タイマー機能、マルチピペット対応、UV透過泳動槽という特徴をもつMupid-exに3種類の出力電圧を追加し（計7種類）電源の動作安定性を向上させた多機能モデル。



税抜価格

¥75,000

- マルチピペット&多検体対応
- UV透過泳動槽
- タイマー内蔵
- 出力電圧バリエーション7種類

Mupid-One

タイマー機能、マルチピペット対応、7種出力電圧切換などexUの主な機能を有し、さらに耐熱ゲルメーカーセットを標準で付属し、かつCEマーキングに準拠したMupidの最上位機種。



CE

税抜価格

¥82,000

- ヨーロッパ電気安全規格CEに準拠
- 耐熱ゲルメーカーセット標準付属
- 泳動槽に難燃性プラスチックを採用
- タイマー、マルチピペット対応など

Mupid-2X 下取買換専用

Mupid-2plusと同じ性能の下取買換え専用機種。
当社製品の泳動槽と交換で特別価格でお買換えいただけます。ゲルメーカーセットは含まれておりません。



税抜価格

下取買換特別価格

¥34,000

下取対象


Mupid-2　i-Mupid-j
Mupid-21　その他
Mupid-α

マーク一覧


- タイマー機能。Mupid-exU/Mupid-Oneでは1~99分までの設定、連続通電の設定も可能。
- 電源を分離でき、泳動槽が丸洗いできる。
- マルチチャンネルピペット対応。多検体泳動を手早く行うのに適している。
- 紫外光透過性の泳動槽。中波長（300~320nm）の紫外光でバンドを泳動槽ごと観察するのに適している。（先染の場合）
- 泳動槽のカバーを外すと自動的に通電が切断される安全機構付。
- 入力電圧がAC100~240Vとなっており、海外でも使用可能。（各国に対応した電源コードが別途必要です。）
- 耐熱ゲルメーカーセットが付属しています。沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレイに注入することができ、ゲル作成時間の短縮につながります。

コーム25 ※オプション

- 17検体（標準コーム）を、25検体に増やせます。
- マルチピペット対応ゲル。分取用としても利用できます。






上側　12ウェル（マルチピペット対応）·分取用·分取用
下側　25ウェル·12ウェル·12ウェル（ウェル幅2.5mm）
外寸　W×L×H：240mm×10mm×42mm



製品仕様



	Mupid-2plus Mupid-2X	Mupid-exU	Mupid-One
出力電圧	DC50V,100V	DC135V,100V,70V,50V,25V,35V,18V	
入力電圧	AC100~110V	AC100~240V、AC50/60Hz	
タイマー設定	-	0~99分の設定及び連続通電可能（一時停止可能）	
安全スイッチ	マイクロスイッチ（蓋がない時電圧出力停止）	マイクロスイッチ（蓋がない時電圧出力停止）	
メモリー機能	-	前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶	
緩衝液容量	約250~280ml	約300~350ml	
多検体対応	-	MAX96検体 13ウェル使用時:9mmピッチ 26ウェル使用時:4.5mmピッチ	
外形寸法（電源·槽合体時）	187(W)x140(D)x57(H)mm	260(W)x170(D)x62(H)mm	259(W)x169(D)x64(H) mm
重 量（電源·槽合体時）	450g	750g	838g

アクセサリー

名称	ゲルメーカーセット-L（型番:GM-L）	ゲルメーカーセット-HR（型番:GM-HR）	Mupid-exUゲルメーカーセット（型番:X-MS）	ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR（型番:AC-MS）
外観形状		オプション 耐熱 		耐熱
セット内容（数量）	コーム-L(2) ゲルメーカースタンド-L(1) ゲルトレイ-L(2) ゲルトレイ-S(4)	コーム-L-HR(2) ゲルメーカースタンド-HR(1) ゲルトレイL-HR(2) ゲルトレイS-HR(4)	Mupid-exUスタンダードコーム(4) Mupid-exUゲルメーカースタンド(1) Mupid-exUゲルトレイL(1) Mupid-exUゲルトレイS(2)	EXU/ONEコーム-HR(4) EXU/ONEゲルメーカー台-HR(1) EXU/ONEゲルトレイL-HR(1) EXU/ONEゲルトレイS-HR(2)
ウェル数（各ウェル幅）	上6·6·12（各6mm） 下8·8·17（各4mm）	上6·6·12（各6mm） 下8·8·17（各4mm）	上13（各6mm） 下26（各2mm）	上13（各6mm） 下26（各2mm）
ゲルサイズ トレイ外寸	大110x60 mm 小 55x60 mm	大110x60 mm 小 55x60 mm	大130x122 mm 小130x 60 mm	大130x122 mm 小130x 60 mm

オプション　オプション以外のアクセサリーは標準装備になります。

アクセサリー対応表

	Mupid-2plus Mupid-2X	Mupid-exU Mupid-One
 ゲルメーカーセット-L（型番:GM-L）	○	○
 ゲルメーカーセット-HR（型番:GM-HR）	○	○
 Mupid-exUゲルメーカーセット（型番:X-MS）	×	○
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR（型番:AC-MS）	×	○

対応表の見方 ○：泳動槽にセットできます。　×：泳動槽にセットできません。